

## Состав:

<b>RHEINCOMPOFIL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Гибридный композит химического отверждения</li><li>Метакрилатные мономеры (21 мас.%)</li><li>Неорганические наполнители (61% об., 79 мас.%)</li><li>Размер частиц наполнителя 0.02-3.5 µm</li><li>Наполнители содержат бариевое стекло, различные оксиды и стабилизаторы</li></ul>
<b>ПРОТРАВОЧНЫЙ ГЕЛЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Фосфорная кислота &lt; 38%</li><li>Неорганический наполнитель (12%)</li><li>Вода</li></ul>
<b>АДГЕЗИВ И КАТАЛИЗАТОР</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Метакрилатные мономеры</li></ul>

## Изделия:

<b>RHEINCOMPOFIL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Гибридный композит химического отверждения</li><li>Радиопакетный реставрационный материал на основе смол для передних и боковых реставраций.</li></ul>
<b>ПРОТРАВОЧНЫЙ ГЕЛЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Протравка для эмали и дентина</li></ul>
<b>АДГЕЗИВ И КАТАЛИЗАТОР</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Двухкомпонентный адгезив для эстетических реставраций</li></ul>

Rhein  
Feigen



Rhein  
Feigen

Rhein Feigen GmbH Immermannstr 7  
D-40210 Düsseldorf Germany



# Rhein Feigen

## RHEINCOMPOFIL

Универсальный реставрационный  
Гибридный композит химического  
отверждения

Rhein COMPOFIL гибридный композит химического отверждения это самоотверждающийся материал для реставрации передних и задних зубов, состоящий из универсальной пастообразной основы и пасты катализатора.



Реставрация передних и задних зубов  
Реставрация I - V класса  
Прямые виниры



28 г набор со связующим композитная пастообразная основа 14g + композитный пастообразный катализатор 14 г, гель для протравки 3ml, связующая основа 3ml, катализатор связующего 3ml, шпатели и подкладки для смешивания.



## RHEINCOMPOFIL Гибридный композит химического отверждения

- легкосмешиваемый
- очень удобный в обращении
- очень хорош при формировании пломбы по контуру десневого края
- высокая стойкость при ношении
- сильная непроницаемость для радиоволн
- не липкий



### Область применения

- Боковые реставрации (Класс I, II)
- Передние реставрации (Класс III, IV)
- Класс V реставрации (кариес шейки, эрозия корня, клиновидные дефекты)
- Облицовка обесцвеченных передних зубов
- Ремонт композитных и керамических виниров
- Шинирование подвижных зубов



### Исключительно для профессионального применения

Эти материалы были разработаны для использования исключительно стоматологами и должны применяться в соответствии с инструкциями использования. Рекомендации, приведенные в инструкциях, соответствуют текущему уровню знаний о стоматологических методах.