

# Технические данные

- Кисточки для керамики изготовленные из лучшего натурального волоса колонка
- Безшовный никелерованный ободок
- Отполированные ручки
- Доступные цвета ручек  
цвет слоновая кость  
коричневый цвет грецкого ореха  
черный и ярко бордовый

Rhein  
Feigen



Rhein  
Feigen

Rhein Feigen GmbH Immermannstr 7  
D-40210 Düsseldorf Germany

## CERAMIC BRUSH

Кисточки для нанесения  
керамики



Может оказаться интересным узнать, что производство волосяных и щетинных кистей в Германии можно отследить до начала 18 го века, когда тонкие кисти стали производить в Бекховене и в окрестностях Бурка. С тех пор и до настоящего времени, волос животных ввозимый из различных частей Европы и Азии, использовался и используется сейчас для производства кистей.


Нижеприведенное даст вам более подробную информацию о наиболее часто используемых типах кистей.

### Рыжий соболиный волос:

Рыжий соболиный волос берется из хвостов различных членов семейства горностаевых. Этот тип волос является самым эластичным и таким образом, наиболее полно подходит для изготовления художественных кистей. Кисти сделанные из такого материала, несравнимы ни с какими другими, из-за свойственных только им тонкости и долговечности.

### Норковый волос (колонок):

Колонок безусловно лучший натуральный волос для художественных кистей. Его получают из хвоста Сибирской куницы. Кисточки фирмы Rhein Feigen изготовлены из этих высококачественных натуральных материалов. Также удобный и эргономичный дизайн ручки даст вам удобство при пользовании.



## Ассортимент кисточек Rhein Feigen

Серийный №.:	Продукт	размер в мм	Для использования
110-621-00	Кисть для керамики и зубная кисть с анатомическими ручками. Лучший колонок, бесшовный Никелированный с металлическим ободком, цвета слоновой кости. Полированные ручки	1,7	При окрашивании тонких деталей цвета натуральных зубов.
110-621-01		1,9	При глазуровании и закрашивании.
110-621-02		2,3	Нанесение керамической массы на тонкие детали зуба (нанесение фиссур зуба, индивидуальных масс и т.д.)
110-621-04		3,2	
110-621-06	С металлическим шариками на ободке	4	Используется для нанесения керамической массы. Натуральный колонок удерживает оптимальную влагу во время работы.
110-621-08		5,1	
110-631-00	Кисть для керамики и зубная кисть, из лучшего колонка, бесшовная, никелированный ободок, коричневый цвет грецкого ореха, с треугольной полированной ручкой, (тип 3), каждая кисть с защитной пластиковой трубкой	1,7	При окрашивании тонких деталей цвета натуральных зубов.
110-631-01		1,9	При глазуровании и закрашивании.
110-631-02		2,3	Нанесение керамической массы на тонкие детали зуба (нанесение фиссур зуба, индивидуальных масс и т.д.)
110-631-04		3,2	
110-631-06		4	Используется для нанесения керамической массы. Натуральный волос коллинского соболя удерживает оптимальную влагу во время работы.
110-633-08		5,1	Используется для нанесения керамической массы. Большой размер удерживает больше влаги, удобен при использовании для больших конструкций керамических мостовидных протезов.
110-641-04	Кисть для ретуши, чистый рыжий соболиный волос, "серебряный" ободок, короткие черные полированные ручки	4,9	Нанесение пастообразных и порошковых опакеров.